



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Концерн «Аксион».

Место нахождения: 426000, Россия, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Максима Горького, 90, основной государственный регистрационный номер 1141831004072.

Телефон: +73412560847. Адрес электронной почты: concern_axion@mail.ru

в лице Генерального директора Екимчева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава **заявляет, что** Стол пеленальный с обогревом СПО-01 по ТУ 32.50.50-240-49640047-2019, в составе:

1. Ложе ЮМГИ.943129.011 - 1 шт.
2. Стойка ЮМГИ.301421.048 - 2 шт.
3. Перемычка ЮМГИ.301712.006 - 1 шт.
4. Основание ЮМГИ.741134.410 - 1 шт.
5. Пруток ЮМГИ.715114.025 - 1 шт.
6. Пруток ЮМГИ.715114.025-01 - 1 шт.
7. Полка ЮМГИ.745222.193 - 1 шт.
8. Матрац ЮМГИ.325636.002 - 1 шт.
9. Чехол ЮМГИ.325375.008-01 - 2 шт.
10. Шнур сетевой ЮМГИ.685612.097 - 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации ЮМГИ.941121.001 РЭ - 1 шт.
12. Запасные части и принадлежности:
 - 12.1. Вставка плавкая ВПТ6-11 ОЮО.481.021 ТУ - 2шт.
 - 12.2. Болты М8х18 - 4 шт.
 - 12.3. Винты DIN 912 М10х50 - 2 шт.

Описание продукции: Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № РЗН 2020/11717 от 17.08.2020 года

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Концерн «Аксион».

Место нахождения: 426000, Россия, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Максима Горького, 90. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.50.50-240-49640047-2019.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9018 90 840 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний на электромагнитную совместимость № 2018-171.1.084 от 21.03.2018г. Испытательной лаборатории АО "НИИМТ", рег. № РОСС RU.0001.517966 с 15.04.2015г.

Схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания».

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы не менее 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.11.2025 включительно.


(подпись)


М.П.

Екимчев Сергей Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.04239/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.11.2020