

AXION

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
с 1970 года

кардиология
реанимация
неонатология
хирургия
физиотерапия



AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru

Аксион - современное многопрофильное предприятие с высоким научно-техническим потенциалом и сильной производственно-технологической базой.

Производство медицинской техники и оборудования имеет богатую 50-летнюю историю и в настоящее время ведется по широкой номенклатуре изделий для различных областей медицины: кардиология, неонатология, реанимация, хирургия и физиотерапия.



РЕАНИМАЦИЯ



КАРДИОЛОГИЯ



НЕОНАТОЛОГИЯ



ХИРУРГИЯ



ФИЗИОТЕРАПИЯ



AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru

Медицинская техника «Аксион» это:

- **доверие профессионалов:** 70% автомобилей скорой медицинской помощи в РФ оснащены электрокардиографами «Аксион», более 10000 дефибрилляторов «Аксион» используются в автомобилях скорой медицинской помощи, ЛПУ и ФАП России
- **надежный поставщик** по программам государственных поставок для ГВМУ, Госрезерва, Министерства здравоохранения РФ



полный производственный цикл – от разработки техники до ее изготовления



использование высококачественных безопасных материалов



продукция сертифицирована на соответствие стандартам качества



медицинская техника «Аксион» продается во всех регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья

История успеха

1975

завод производит 95% всех отечественных электрокардиографов

2004

создан Медицинский центр «Аксион», оснащенный уникальным современным оборудованием

2018

поставка партии ДАН-01 в 7 городах где были проведены матчи по футболу «FIFA-2018»

1990

освоен серийный выпуск первых в стране реанимационных комплексов для новорожденных

2009

столицу УР посетил академик РАН Лео Антонович Бокерия. Ознакомившись с медицинской техникой «Аксион», он высоко оценил ее



AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru

Цифры и факты, которыми мы гордимся



85 представлены в субъектах Российской Федерации



50 более лет успешной работы



45 квалифицированных специалистов

Поставки медицинской техники марки «АКСИОН» осуществляются для нужд ЛПУ всей России и других стран (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Чехия, Египет, Турция, Индонезия), что говорит о ее востребованности.



AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru

Медицинская техника «Аксион» для реанимации



Дефибриллятор ДКИ-Н-12 «Аксион»

Режим работы: дефибрилляция
в ручном режиме



Дефибриллятор ДКИ-Н-10 «Аксион»

Режим работы: дефибрилляция
в ручном режиме,
мониторирование



Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «Аксион»

Режим работы: дефибрилляция в
ручном и автоматическом режимах,
электроимпульсная терапия,
мониторирование, электрокардиос-
тимуляция, ЭКГ, НИАД, SpO₂

Возможность использования
для взрослых и детей

Входит в стандарт оснащения
бригад скорой медицинской помощи,
медицинских стационаров,
кардиологических диспансеров
и ФАПов

AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru

Медицинская техника «Аксион»



Портативный аппарат искусственной вентиляции легких А-ИВЛ-Э-03 «Аксион»

- широкий спектр режимов
- возможность обеспечения кислородом из баллона и от больничной кислородной сети
- возможность вентиляции через лицевую маску или трахеальную трубку



Пульсоксиметр портативный ПП-01 «Аксион»

- предназначен для однократного измерения SpO₂, частоты пульса, фотоплетизмограммы (ФПГ)
- контроль SpO₂, частоты пульса пациента
- применением для контроля состояния пациентов любого возраста



Шприцевый дозатор Д-01 «Аксион»

- введение лекарственных средств пациенту с постоянной заданной скоростью продолжительное время
- автоматическое определение объема шприца
- подходит для всех видов шприцов



СИПАП аппарат дыхательной терапии апноэ АДТ-01 «Аксион»

- предназначен для поддержания самостоятельного дыхания пациента в больницах или медицинских учреждениях, а также в домашних условиях
- позволяет избавить пациента от синдрома ночных апноэ любой тяжести

НОВИНКА

AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru

Медицинская техника «Аксион» для общедоступной дефибрилляции



**Дефибриллятор
ДА-Н-01 «Аксион»**
с функцией автоматической
наружной дефибрилляции
для парамедиков, сотрудников
МЧС и иных служб спасения



**Дефибриллятор
ДА-Н-05 «Аксион»**
с функцией автоматической
наружной дефибрилляции
для размещения и
использования в местах массо-
вого скопления людей в рамках
законопроекта «Об общедос-
тупной дефибрилляции»



**Дефибриллятор
ДА-Н-02 «Аксион»**
с функцией ручной и
автоматической наружной
дефибрилляции
для профессионального
использования в условиях
скорой медицинской помощи
и ФАПов

Возможность использования
для реанимации взрослых и детей

Автоматический анализ сердечного
ритма

Голосовые и визуальные подсказки
для правильного и простого
обращения с прибором

AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru

Медицинская техника «Аксион» для кардиологии



Электрокардиограф трех/шестиканальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «Аксион»

- автоматический и ручной режимы регистрации кардиографических отведений
- синхронная регистрация отведений в стандартной последовательности Кабрера, трех отведений по Небу, пользовательских отведений



Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 «Аксион»

- высокая продолжительность автономной работы: не менее 3 часов в режиме мониторинга, регистрация на термобумаге не менее 100 ЭКГ
- автоматический и ручной режимы регистрации кардиографических отведений

возможность автоматического построения синдромального заключения и передачи данных по каналам GSM

входит в стандарт оснащения профильных и непрофильных отделений стационаров, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи

Неонатальная медицинская техника «Аксион»



Пеленальный стол с обогревом СПО-01 «Аксион»

- высокая продолжительность непрерывной работы - до 24 часов
- автоматическое поддержание температуры ложа в диапазоне от +35°C до +38°C
- равномерный нагрев поверхности матраца




Устройство обогрева новорожденного УОН-04 «Аксион»

- автоматическое поддержание температуры обогрева
- дискретность установки температуры 0,1 °C и точность поддержания температуры $\pm 1^\circ\text{C}$
- время непрерывной работы — не менее 96 часов



Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «Аксион»

- использование ярких светодиодов
- комфортное проведения санитарно-медицинских процедур и фототерапии
- время непрерывной работы — не менее 96 часов



Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии ОФТН-420/470-02 «Аксион»

- использование ярких светодиодов
- индикация заданного времени сеанса и текущего времени сеанса облучения, отклонение не более 2% от установленного
- время непрерывной работы до 100 часов

AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru

Неонатальная медицинская техника «Аксион»



Облучатель фототерапевтический ОФТН-03 «Аксион»

- использование ярких светодиодов
- возможность регулировки интенсивности излучения для установки оптимального режима лечения
- время непрерывной работы — до 100 часов



Матрац электрический медицинский МЭМ-01 «Аксион»

- равномерный нагрев поверхности матраца
- компактный размер
- время непрерывной работы — не менее 4 суток

Медицинская техника «Аксион» для хирургии и физиотерапии



Отсасыватель медицинский хирургический ОМХ-5/80-01 «Аксион»

- двухступенчатая защита от перелива
- удобная стойка для транспортирования с тормозной системой
- высокая производительность по воздуху не менее 15 л/мин.



Отсасыватель вакуум-аспирационный гинекологический ОГ-10/90-01 «Аксион»

- удобное управление с помощью панели управления и дистанционно-ножной педали
- высокая производительность и быстрота работы



Отсасыватель медицинский портативный ОМП-5/80-01 «Аксион»

- стандартные размеры для размещения в специальном отсеке в автомобиле скорой помощи
- удобство и простота транспортировки за счет малого веса, компактных размеров, а также наличия ручки для переноса



Массажер вакуумный ВМ-03 «Аксион»

- несколько разновидностей вакуумных насадок
- 9 уровней разряжения

AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru



Наши преимущества сформировавшие репутацию



50-летний опыт разработки
и производства медицинской
техники



вся продукция сертифицирована
в соответствии стандартам
качества



сотрудничество с ведущими
клиниками и НИИ России



серийное производство: ежегодно
предприятие выпускает более
50 000 единиц сложного
медицинского оборудования



собственная команда
конструкторов - разработчиков
медицинской техники



AXION

Медицинская техника с 1970 года

ООО Концерн «Аксион»
www.axion-med.ru

Контактная информация

ООО Концерн «Аксион»
426000, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. М. Горького, 90
т.: +7 (3412) 72-43-29

www.axion-med.ru

