

Вакуум-аспирационный гинекологический отсасыватель ОГ-10/90-01 «АКСИОН»

Используется для прерывания беременности, удаления содержимого матки после родов, забора биоматериала для лабораторных исследований и при иных гинекологических манипуляциях.

Применяется в операционных гинекологических отделениях родильных домов, больниц и клиник, в женских консультациях, в центрах планирования семьи.



УДОБСТВО И ПРОСТОТА

- компактный размер
- малый вес
- удобная ручка для переноски

ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ

- наличие кнопок на панели управления
- дистанционно-ножная педаль

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

- бактериальные фильтры для защиты
- автоматический контроль от переполнения

ПРОСТОТА СТЕРИЛИЗАЦИИ

ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР

МНОГОРАЗОВЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ



защита от переполнения
банки сбора



автоматическое
поддержание заданного
уровня



время непрерывной
работы - 5 минут
с перерывом - 15 мин.

- Возможность значительно уменьшить риск кровопотери за счет производительности и скорости работы аппарата
- Автоматическое поддержание заданного уровня вакуума
- Наличие сменных бактериальных фильтров для очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу
- Наличие банки-ловушки, препятствующей попаданию отсасываемой жидкости в вакуумную систему насоса
- Наличие многоразовых гинекологических наконечников четырех типоразмеров диаметром 6, 8, 10, 12 мм



Характеристики	Параметры
Основные	
Производительность по воздуху	не менее 25 л/мин.
Устанавливаемое разрежение	от -10 до -90 кПа (от -0,1 до -0,9 атм)
Время достижения максимального разрежения	не более 15 сек
Регулировка уровня вакуума	от -10 до -90 кПа, с индикацией уровня разряжения
время установления рабочего режима	не более 1 мин
Емкость банки-сборника	1 л
Длина трубки для связи с пациентом	не менее 1,5 м
Многоразовые гинекологические наконечники	четырёх типоразмеров - диаметром 6, 8, 10, 12 мм
Питание	
Питание от сети переменного тока	220 В ± 22 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 280 ВА
Продолжительность непрерывной работы	5 минут, с последующим перерывом не менее 15 минут
Размеры	
Габариты	400x230x280 мм
Масса прибора	не более 15 кг

Комплектация базовая:

- отсасыватель вакуум-аспирационный гине-кологический для прерывания беременности с ножным дистанционным управлением ОГ-10/90-01
- банка-сборник
- банка-ловушка
- трубки соединительные
- ручка-переходник
- фильтр
- кабель сетевой
- педаль
- многоразовые гинекологические наконечники 4 размеров с диаметрами 6, 8, 10 и 12 мм.
- колпачок
- вставка плавкая ВП1-1 3,15А
- мембрана МФК Ø 52 мм
- руководство по эксплуатации

Комплектация дополнительная:

- тележка
- банки-сборники (4шт.)
- банки-ловушки (4шт.)
- стаканы (16ш.)

